


المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة جنوب الباطنة  
مدرسة هالة بنت خويلد للتعليم الأساسي (٩-١٢)

# فصل & تضخيم

## DNA

للفصل الثاني عشر



اعداد أ. خلود العجمي



عدد الأدوات التي يحتاجها تقني الجينات؟

اختبر  
معلوماتك



ما الرابط العجيب بين هذه الأدوات؟



## عدد الأدوات التي يحتاجها تقني الجينات؟

اختبر



معلوماتك

بناء DNA اصطناعي

انزيم ترانسكربتيز العكسي

انزيمات القطع

المحفزات

العلامات الجينية

النواقل

## ما الرابط العجيب بين هذه الأدوات؟

وهو موضوع درس اليوم.

تستخدم في بناء DNA وفصله







## معايير النجاح هي :



- ١١- يعرف المصطلح الفصل الكهربائي الهلامي .
- ١٢- يصف العوامل التي تؤثر في حركة قطع DNA أثناء الفصل الكهربائي الهلامي .
- ١٣- يكتب قائمة مواد و أدوات البدء اللازمة لفصل قطع DNA بالفصل الكهربائي الهلامي .
- ١٤- يشرح سبب استخدام عينة مرجعية الى جانب عينة DNA بالفصل الكهربائي الهلامي .
- ١٥- يشرح سبب إضافة الصبغة غالباً الى عينات DNA المستخدمة في الفصل الكهربائي الهلامي .
- ١٦- يصف ما قد يمكن رؤيته في الهلام في نهاية الفصل الكهربائي الهلامي.
- ١٧- يشرح كيف يمكن التعرف على DNA المجهول باستخدام عملية الفصل الكهربائي الهلامي .

- ١- يعرف المصطلح تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR).
- يكتب قائمة ويشرح المكونات اللازمة لبدء (PCR).
- ٢- يصف المرحلة الأولى من (PCR) .
- ٣- يذكر ويشرح تأثير درجة الحرارة المستخدمة في المرحلة الأولى من (PCR).
- ٤- يصف المرحلة الثانية من (PCR).
- ٥- يشرح دور البادئات في (PCR).
- ٦- يذكر ويشرح تأثير درجة الحرارة المستخدمة في المرحلة الثانية من (PCR).
- ٧- يصف المرحلة الثالثة من (PCR).
- ٨- يذكر ويشرح تأثير درجة الحرارة المستخدمة في المرحلة الثالثة من (PCR).
- ٩- يذكر ما يجب ان يحدث في نهاية المرحلة الثالثة لتضخيم DNA بشكل أكبر.
- ١٠- يشرح سبب اعتبار Taq مناسباً لتفاعل (PCR)

يحتوي موضوع هذا اليوم على عمليتين مهمتين  
يتم استخدامهما في تطبيقات التقنية الجينية وهما :-

## العملية الثانية

الفصل الكهربائي الهلامي.

الفكرة (فصل جزيئات DNA)



سنتناول كلا منهما على حدة .

اعداد أ. خلود العجمي

## العملية الأولى

تفاعل البوليميريز المتسلسل.

الفكرة (تضخيم أجزاء من DNA)



## تضخيم DNA

## ملخص العملية

## استخدامات

## اختصار العملية

## المقصود به



اعداد أ. خلود العجمي





# تضخيم DNA

## المقصود به

عملية يتم فيها اليا

تضخيم أجزاء معينة من

DNA باستخدام مراحل

متناوبة من فصل عديد

النيوكليوتيد (تمسخ DNA)

وبناء DNA الذي يحفزه

انزيم DNA بوليميريز).

## اختصار العملية

(PCR)




## استخدامات

تستخدم تقريبا في كل

تطبيقات التقنية الجينية

لتضخيم جزء معين من

DNA.



## ملخص العملية

انتاج كميات غير محدودة

من جزء DNA

من كمية صغيرة

من DNA

(وان كان جزيئا واحدا)

بطريقة سهلة وسريعة.

## الأدوات المستخدمة لعملية تضخيم DNA:

### أنابيب جهاز (PCR)

#### معلومة

■ الأنابيب صغيرة جدا لذلك تستوعب

تقريبا. 0.05cm



■ جدرانها رقيقة جدا لذلك تتغير درجة

الحرارة فيها بسرعة عندما تتغير درجة

الحرارة في الجهاز .

### جهاز (PCR)

#### معلومة

■ يتم تشغيل الجهاز و تركه ليعمل .

■ كل مرحلة تحتاج الى درجة حرارة

مختلفة لذلك يغير الجهاز درجة

حرارة المزيج ذاتيا.





# محتويات كل انبوبة في جهاز (PCR)



DNA  
Template




Primers



dNDPs



Buffer/Cofactors



DNA  
Polymerase



1

2

3

4

5

# محتويات كل انبوبة في جهاز (PCR)



DNA  
Template

هو الجزء المراد تضخيمه.

عينة من DNA.

1



Primers

للعمل كبادئات لانزيم DNA بوليميريز.

جزآن قصيران مختلفان من شريط DNA مفرد.

2

تعمل كوحدات أساسية لبناء  
أشرطة جديدة من DNA.



dNTPs

جزيئات حرة من ديوكسي نيوكلو تيد ثلاثي الفوسفات (dNTPs).


3



Buffer/Cofactors

محلول منظم عند PH 7-8.

4



اعداد أ. خلود العجمي


DNA  
Polymerase

محلول من DNA بوليميريز مستقر حراريا.

5

# مراحل تضخيم DNA :

## PCR Process (One Cycle)



التمسخ

المرحلة الاولى

الالتصاق

المرحلة الثانية

الاطالة

المرحلة الثالثة

سنناول كل مرحلة على حدة .



# مرحلة التمسح

المرحلة الأولى لتضخيم DNA :-

طريقة التمسح


النتائج المترتبة



ثم



ثم



↓ 95°C - Strands Separate



1. Denaturing



## مرحلة التمسح

المرحلة الأولى لتضخيم DNA :-

### طريقة التمسح

يتم عن طريق تسخينه الى  
95C تقريبا



1. Denaturing

### النتائج المترتبة

تتكسر الروابط الهيدروجينية بين الزواج القواعد.

ثم

ينفصل شريطي DNA احدهما عن الآخر .

ثم

تبقى القواعد مكشوفة غير مزدوجة .



## مرحلة الالتصاق

المرحلة الثانية لتضخيم DNA :-


مميزاتها

طريقة الالتصاق

ما تحتاجه المرحلة

الهدف

السبب



↓ 55°C - Primers Bind Template

2. Annealing





## مرحلة الالتصاق

المرحلة الثانية لتضخيم DNA :-

### مميزاتها

تتكون من ٢٠ زوج تقريبا.

ذات تتابع مكمل لتتابع القواعد على جانبي جزء  
DNA الجاري نسخه.

يكون تتابع القواعد لها مختلف.

### الهدف

لترتبط احدهما بالشريط "صعودا"  
وترتبط الأخرى بالشريط "نزولا".

يتطلب ارتباط البادئات درجة حرارة 60C تقريبا.

### طريقة الالتصاق

ترتبط البادئات مع تتابع  
القواعد على جانبي DNA  
الجاري تضخيمه عن طريق  
تكوين الروابط الهيدروجينية.

55°C - Primers Bind Template



2. Annealing

### ما تحتاجه المرحلة

وجود البادئات .

### السبب

لا يمكن لأنزيم  
DNA بوليميريز  
البدء بتكوين DNA  
بدون شريط  
يمكن البناء عليه.

## مرحلة الاطالة

المرحلة الثالثة لتضخيم DNA :-

72°C - Synthesise New Strand 3. Extension



طريقة الاطالة

شرط العملية

الهدف من ذلك

## مرحلة الاطالة

المرحلة الثالثة لتضخيم DNA :-

72°C - Synthesise New Strand 3. Extension



طريقة الاطالة

يستخدم انزيم بوليميريز DNA بعد ذلك dNTPs .

شرط العملية

درجة حرارة 72C تقريبا .

الهدف من ذلك

تكوين اشربة جديدة من DNA مقابل تلك المكشوفة .

DNA بوليميريز المستخدم في هذه العملية من الكائنات الحية الدقيقة التي تكيفت للعيش في البيئات الحارة .



معلومة

خلها في بالك



# ملاحظات حول تضخيم DNA.

1

نهاية الدورة الأولى

(بعد تكون DNA قد تم نسخه)

يسخن المزيج مرة أخرى


للبدا بالدورة الثانية.

2

نتاج الدورتين

هو انتاج اربع جزيئات من


DNA المزدوج.




عينة DNA




جزء DNA المراد  
تضخيمه



1. يُسخن DNA لفترة  
وجيزة لمسخه  
ولفصل الشريطين  
أحدهما عن الآخر




2. تضاف بادئة DNA  
بعد التبريد. يحدث  
ازدواج القواعد  
المكتملة



3. يستخدم DNA


بوليميريز dNTPs حرة  
لتكوين أشرطة مكتملة  
من DNA



تم نسخ جزء DNA  
والذي قد شكّل  
جزيئين من DNA




تسخين



الشكل ٦-٣ المراحل الثلاث في دورة واحدة من PCR. المنطقة  
الوحيدة في العينة المراد تضخيمها هي تلك التي بين البادئين  
(اللون الأزرق).

# مثال لأنزيم مستقر حراريا ويستخدم في PCR :





# مثال لأنزيم مستقر حراريا ويستخدم في PCR :

انزيم Taq بوليميريز

مصدره

بكتيريا المحبة للحرارة

وجدت في الينابيع الحارة في منتزه بلوستون في الولايات المتحدة الامريكية.




دعنا نعلم  
خلها في بالك

سبب قيمته الكبيرة لـ PCR

النتيجة

النتيجة

النتيجة



لا يتحطم في مرحلة التمسح.

لا يجب استبداله اثناء كل دورة.

له درجة حرارة مثلى عالية.

درجة الحرارة لمرحلة الاطالة يجب الا تنخفض الى اقل من تلك في عملية الالتصاق..

يزيد من الكفاءة الى اقصى حد .

اعداد أ. خلود العجمي


هناك العديد من انزيمات DNA بوليميريز المختلفة والمستقرة حراريا متاحة الان لـ PCR ..

# اضف لمعلوماتك :

نظريا

النتيجة

يمكن استمرار تكرار  
التفاعل للأبد



تكوين نسخا  
أكثر فأكثر  
من عدد ضئيل  
من جزيئات  
DNA الاصلية .

يمكن استخدام  
جزيء DNA واحد  
لإنتاج مليارات  
النسخ المماثلة  
في غضون  
ساعات قليلة .

# أهمية تقنية PCR

تستخدم بشكل روتيني في  
علم الطب الشرعي  
لتضخيم DNA  
من عينات نسيجية  
تركت في مسرح الجريمة.



يمكن حل العديد من الجرائم بمساعدة PCR مع  
إضافة DNA باستخدام **الفصل الكهربائي الهلامي**.

وهو ما سنتناوله بعد قليل.


إمكانية الحصول على ما يكفي  
من DNA من عينة صغيرة.

على سبيل المثال جزيء مجهرى من  
قطرة دم تركت في مسرح الجريمة.







## الفصل الكهربائي الهلامي





# الفصل الكهربائي الهلامي






الصورة ٣-٦ تحليل التنوع الجيني في الشعاب المرجانية. يتم تضخيم DNA المستخلص من الشعاب المرجانية بواسطة PCR، ويوضع على الهلام ليتم فصله عن طريق الفصل الكهربائي الهلامي.

الصورة ٣-٧ استخدام الماصة الدقيقة لتحميل الآبار في هلام الأجاروس مع عينات من DNA مختلطة مع صبغة تتبع زرقاء.



# خطوات الفصل الكهربائي



نستخدم ماصة دفيقة لنفل عينات DNA الى جميع الابار.  
تحتوي هذه العينات على صبغة تتبع (Tracking dye).

نوصل حزمة بطاريات بأقطاب كهربائية.  
يكون القطب السالب في الطرف نفسه للآبار المحملة بـ DNA.

يسكب المحلول المنظم خارجا ونضاف صبغة مناسبة الى الهلام.  
تشطف الصبغة لتكشف عن قطع عبر الهلام التي تمثل مواقع أجزاء DNA.



1 → يحضر الهلام (من آجاروس مثلا) ثم يصب في محلول منظم في الخزان ليعطي الهلام.  
الهدف من هذا المحلول المنظم توفير PH ثابت.


3 → نوضع عينة مرجعية بأطوال معروفة من قطع DNA في بئر على أحد جانبي الهلام أو كلا الجانبي.  
تستخدم بمثابة سلم DNA لتحديد أطوال قطع DNA في العينات الأخرى.

5 → نظهر صبغة التتبع المسافة التي نتركها المادة في العينات عبر الهلام.




تحديد أطوال قطع DNA بمقارنتها مع سلم DNA على جانبي الهلام.





الشكل ٣-٧ يحتوي خزان الفصل الكهربائي على هلام آجاروس مع عَيّنات DNA في آبار. يملأ الخزان بمحلول منظم ويتصل بمصدر طاقة. ستتحرك العَيّنات باتجاه القطب الموجب.





الشكل ٣-٨ رسم تخطيطي لهلام مصبوغ يبين نواتج PCR لخمس أشخاص، لكل شخص قطعة أو قطعتان تتراوح أطوالها بين 400 و 800 زوج من القواعد. DNA في العمود 4 مصبوغ بلون داكن لأن الشخص متماثل الأليلات مع القطعة ذات 600 زوج من القواعد، لذلك يوجد ضعف كمية DNA في القطع مقارنة بتلك التي في الأعمدة 2، 3، 5، 6.



# You Tube



<https://www.youtube.com/watch?v=yhkHj7FQDJw>



<https://www.youtube.com/watch?v=bW2NmUiN5-0>



# أقيم ذاتي بذاتي



**Do's  
&  
Don'ts**

